

Aparato de lipolisis por radiofrecuencia de 40 kHz

Radiofrecuencia multipolar

Manual de usuario



MiniCavix 3 en 1

- Thank you very much for your purchase
- Please read the manual carefully before use for normal operation. After reading it, please keep it properly for inspection at any time.
- The use of this beauty device is based on the care of healthy skin and for the purpose of beauty. It is prohibited to use or sell it for the purpose of treatment.

Intreducción



Introducción a las funciones del producto

RF radio frecuencia:

La radiofrecuencia (RF) acta disolviendo la grasa, desintoxicando la linfa, reafirmando la piel y mejorando su elasticidad. Puede llegar directamente a la capa de grasa. Cuenta con la funcin de emisin direccional de radiofrecuencia. Acelera el movimiento de las clulas grasas para generar calor y elimina el exceso del cuerpo a travs de las glandulas sudorparas, la circulacin hepatointestinal y la circulacin linftica. La grasa y las toxinas se excretan del cuerpo para disolver la grasa;

Al actuar sobre la piel, las fibras de colgeno de la dermis pueden calentarse hasta alcanzar una temperatura de entre 45 °C y 65 °C, lo que provoca su contraccin y, por lo tanto, el tensado de las arrugas de la piel flcida. Al mismo tiempo, la proliferacin de colgeno estimulada en la dermis favorece el aumento del grosor y la densidad de esta capa. De este modo, se consigue eliminar las arrugas y las cicatrices, y restaurar la elasticidad y el brillo de la piel para lograr firmeza y la eliminacin de arrugas;

Aparato de lipolisis por ultrasonidos de 40 kHz: La sonda de fat-b1 de 40 MHz utiliza el sonido de 40 000 Hz que puede emitir la sonda de fat-b1 que captura ondas sonoras potentes. Tras penetrar en el cuerpo, las facetas del cuerpo humano pueden producir un fuerte impacto, lo que puede confundir eficazmente caloras, agua y grasas. Los 11 se descomponen para producir grasa. Estos 11 se reducen para lograr el efecto de retroceso de la grasa.

Introducción de Operación

1. Antes de utilizarlo, elimine con agua tibia el sebo y la suciedad acumulados en la superficie de la piel del rostro, para que la piel, con los poros abiertos, pueda absorber mejor los nutrientes.
2. Conecte el mango al enchufe correspondiente, conecte la fuente de alimentacin y encienda el aparato; pulse el botn «Men» para seleccionar la funcin, a continuacin pulse el botn «Temporizador» para ajustar el tiempo de funcionamiento y, por ltimo, pulse «Nivel*» o «Nivel—» para ajustar la intensidad adecuada y comenzar el tratamiento. Cuando finalice la cuenta atrs, el aparato se detendr automticamente.

Instrument parameters

Tensión de entrada: 100 V-240 V.

Tensión de salida: 24 V

Potencia total de la mquina: 50 A

Frecuencia de salida de RF: SP

Nmero de mangos: 3 Pantalla:

pantalla digital LED Posicin de las marchas: 7 marchas

3 modos de radiofrecuencia: cuerpo, rostro, ojos. Duracin: 5, 10, 15, 20, 25, 30 minutos.

Interfaz de usuario: rs en i c fat equipo de trabajo de explosin: frecuencia de aproximadamente 40 kHz

Tres modos de eliminación de grasa por ultrasonidos: Modo A/Modo B/Modo C

PRECAUCIONES

Por favor, lea atentamente lo siguiente antes de usar:

1. Limpia primero la piel, luego utilice un gel especial o un aceite esencial:
2. Al utilizar el instrumento, debe haber un medio acuoso (como agua destilada, etc.), ya que, de lo contrario, se producir una cierta prdida del instrumento:
3. Las sondas no deben permanecer demasiado tiempo en un mismo lugar; evite las zonas donde haya huesos;
4. No utilice desinfectantes para limpiar el producto; se recomienda utilizar un pao de algodn hmado o un pao de tela;
5. El operador y la persona que acepta el uso retiran los adornos metlicos;
6. Si la lnea se utiliza de forma ininterrumpida durante una hora, por favor, haga una pausa de 10 minutos antes de volver a utilizarla;
7. Algunas personas pueden experimentar nuseas al utilizar la sonda de exposicin al grasa, lo cual es un fenmeno normal. Es un fenmeno normal, ya que esta banda ha superado el rango de frecuencia de los ultrasonidos.
8. Mantenga el producto fuera del alcance de los nios;
9. Desenchufe el aparato cuando no lo utilice.

Recomendaciones

1. Si hay una herida en la piel, evítela o no utilice el aparato mientras la tenga;
2. Está prohibido que las personas con epilepsia ;
3. Est prohibido para los pacientes con enfermedades cardacas (como la arritmia), especialmente aquellos que llevan un marcapasos;
4. E s t á prohibido para pacientes con cncer, nuseas y tumores;
5. Est prohibido para pacientes con esputo purulento o enfermedades infecciosas;
6. E s t á prohibido para mujeres embarazadas, mujeres en periodo de lactancia y durante la menstruacin;
7. Enfermedades graves, como enfermedad cardaca, lcera gstrica, enfermedad gstrica grave, lcera duodenal, hiperglucemia b1 presin arterial, ciruga abdominal , tres zonas del cuerpo, diabetes, etc. ;
8. Est prohibido hacerlo si hay e o o s i l i ca ge l i n el cuerpo;



Mantenimiento

Después de cada uso, se recomienda limpiar la superficie del instrumento. Antes de limpiarlo, debe apagar el aparato y desconectar el cable de alimentación. Si hay manchas difíciles, puede limpiarlas con una esponja o un paño humedecido con un detergente neutro diluido. No utilice álcalis fuertes, alcohol, aceites volátiles, líquidos deslustreantes, etc.

Este instrumento no es resistente al agua, por lo que no se puede utilizar en el agua ni Rocía el host y la fuente de alimentación con agua.

Nota: Debido a la equ del el modo de funcionamiento del zanua puede diferir del producto real. Este nanua l es para



Garantía

1. Este producto cuenta con una garantía gratuita de un año a partir de la fecha de compra. Se ha utilizado en condiciones normales de funcionamiento y no se ha desmontado ni reparado. Una vez que el personal de garantía confirme que se trata de un problema de calidad del producto, se prestará el servicio de garantía y se realizarán las reparaciones necesarias, siempre que el uso haya sido normal.
2. La tarjeta de garantía debe rellenarse en el momento de la compra. La tarjeta de garantía no tiene nada que ver con nuestra empresa; de lo contrario, la garantía no será válida. Por favor, traiga la tarjeta de garantía cuando traiga el producto a reparar.

Nombre del cliente						
Fecha de compra						
Número de producto						
Fecha de compra	Año	mes	día—	año	mes	día
Periodo de variación	año	mes	día—	año	mes	día