



BIOMECH

SOLUCIONES MÉDICAS Y ESTÉTICAS

CONSUMIBLES



DIFERENCIA DE GROSOR SEGÚN CALIBRE (G)

Todas las agujas tienen el mismo largo de **4 mm**



34G

ULTRAFINA
(PDNR, TOXINA)



Agotada

DIÁMETRO EXTENSO
≈ 0.18 mm



32G

FINA
(EXOSOMAS, COLÁGENO)



Disponible

DIÁMETRO EXTENSO
≈ 0.23 mm



30G

MÁS GRUESA
(MESOTERAPIA, PRINCIPIOS
ACTIVOS DENSOS)



Disponible

DIÁMETRO EXTENSO
≈ 0.30 mm



Ideal para productos de baja viscosidad, infiltraciones superficiales y zonas delicadas. Menor trauma, mayor precisión.



Equilibrio ideal entre fluidez y penetración. Ideal para productos de viscosidad media como exosomas y colágeno.



Diseñada para productos más densos y con mayor viscosidad. Mayor flujo y profundidad de penetración.



G (Gauge) = unidad de medida del grosor de la aguja. A mayor número (G), más delgada es la aguja.

MEDIDA / CANTIDAD	12 UNIDADES	50 UNIDADES	100 UNIDADES
● 34G x 4mm			
● 32G x 4mm			
● 30G x 4mm			
● 30G x 13mm	—	—	



PRESENTACIÓN: **MÍNIMO 12 UNIDADES** POR PEDIDO



CALIDAD
PREMIUM



MÁXIMA
PRECISIÓN



MENOR
TRAUMA



RESULTADOS
PROFESIONALES

Contenido generado por IA

MICROCÁNULAS

RELLENOS, BIOESTIMULADORES, ETC.

TECNOLOGÍA AVANZADA PARA MÁXIMA SEGURIDAD Y CONFORT

Bisel triple lubricado de acero inoxidable con punta roma flexible para minimizar el dolor y proteger los tejidos.

Hub codificado por color para fácil identificación según norma ISO6009.

Compatible con conectores luer lock y luer slip estándar.



PUNTA ROMA FLEXIBLE

PUNTA ROMA FLEXIBLE

Se desliza suavemente bajo la piel, reduciendo riesgos, moretones y dolor.



MEDIDAS DISPONIBLES

CALIBRE	LONGITUDES DISPONIBLES
18G	50mm 70mm 100mm
22G	38mm 50mm 70mm
21G	38mm 50mm 70mm
23G	38mm 50mm 70mm
25G	38mm 50mm 70mm
27G	38mm

REFERENCIA DE LONGITUD



PIDE DESDE 6 UNIDADES

CAJA DE
50
UNIDADES

CAJA DE
25
UNIDADES

CAJA DE
12
UNIDADES

CAJA DE
6
UNIDADES

SEGURIDAD Y PRECISIÓN

MÍNIMO TRAUMA

MÁXIMA COMODIDAD

USO PROFESIONAL ESTÉTICO Y MÉDICO


CERTIFICACIONES INTERNACIONALES

- ✓ CE 0197
- ✓ ISO 13485
- ✓ FDA
- ✓ KGMP
- ✓ BR ANVISA
- ✓ TGA



Empaque estéril individual
Producto de un solo uso
Esterilizado con EO
Libre de pirógenos

STERILE EO



PUNTA ROMA FLEXIBLE

Se desliza suavemente entre los tejidos, reduciendo el riesgo de vasos y nervios.

MENOS DAÑO TISULAR

Menor dolor, menos hematomas y recuperación más rápida.




Pregunta por otros equipos y consumibles



0985 47 44 85
0960 45 73 43



@biomechecuador
@biomech.importadora



ENVÍOS A TODO ECUADOR



CAPACITACIÓN INCLUIDA



SOPORTE TÉCNICO ESPECIALIZADO



REPUESTOS DISPONIBLES



COBERTURA NACIONAL



BIOMECH
SOLUCIONES MÉDICAS Y ESTÉTICAS

MICROCÁNULAS

PUNTA ROMA

USO PROFESIONAL



**MAYOR
SEGURIDAD**



**MENOR
TRAUMA**



**DISTRIBUCIÓN
UNIFORME**



**MAYOR
COMODIDAD**



**RESULTADOS
NATURALES**




PUNTA ROMA CON ORIFICIO LATERAL

- ✓ Menor riesgo de punción vascular y nerviosa
- ✓ Desliza suavemente entre tejidos
- ✓ Distribución uniforme del producto
- ✓ Procedimientos más seguros y cómodos para el paciente

CALIBRE (G)	IMAGEN REFERENCIAL	LONGITUDES DISPONIBLES (mm)	DIÁMETRO EXTERNO (mm) (aprox.)	FLUJO / VISCOSIDAD ORIENTATIVA	PRODUCTOS COMPATIBLES (Según indicación del fabricante)	USOS Y ZONAS REFERENCIALES (Según técnica y criterio médico)
18G		50 70 100	≈ 1.20	• Muy alto flujo • Ideal para productos de alta viscosidad • Grandes volúmenes	Productos compatibles de alta viscosidad (según IFU del fabricante)	• Aplicaciones corporales de gran volumen • Áreas que requieren alto flujo • Según técnica y producto
21G		38 50 70	≈ 0.80	• Alto flujo • Viscosidad media-alta • Productos cohesivos	• Ácido hialurónico • Hidroxiapatita de calcio (CaHA) • PLLA / Bioestimuladores • Otros (según IFU)	• Rellenos y bioestimulación • Aplicaciones faciales y corporales • Mesoterapia (según técnica y producto)
22G		38 50 70	≈ 0.70	• Viscosidad media • Flujo adecuado • Buena versatilidad	• Ácido hialurónico • Hidroxiapatita de calcio (CaHA) • PLLA / Bioestimuladores • Mesoterapia (según IFU)	• Aplicaciones faciales y corporales • Rellenos y bioestimulación • Tratamientos subdérmicos • Versátil para múltiples zonas
23G		38 50 70	≈ 0.60	• Viscosidad media • Flujo controlado • Alta precisión	• Ácido hialurónico • Bioestimuladores (PLLA, CaHA) • Vitaminas, aminoácidos, exosomas • Mesoterapia (según IFU)	• Rostro, cuello, escote • Aplicaciones corporales • Zonas delicadas • Trabajos de definición
25G		38 70	≈ 0.50	• Viscosidad baja-media • Flujo más fino • Mayor precisión	• Ácido hialurónico (baja-media viscosidad) • Skinboosters / polinucleótidos • Vitaminas, aminoácidos (según IFU)	• Rostro (líneas finas, contorno) • Cuello, escote • Aplicaciones superficiales y medias • Zonas delicadas
27G		38	≈ 0.40	• Productos fluidos • Flujo fino • Mayor precisión	• Skinboosters / polinucleótidos • Vitaminas, aminoácidos, exosomas • Ácido hialurónico no reticulado • Mesoterapia (según IFU)	• Rostro (zonas delicadas) • Cuello, escote • Aplicaciones superficiales • Trabajos de precisión

PLANOS DE APLICACIÓN (REFERENCIAL)



La longitud, el ángulo de inserción y la técnica permiten alcanzar diferentes planos.
El calibre NO determina por sí solo la profundidad.

ZONAS DE APLICACIÓN (REFERENCIAL)



Rostro



Cuello y escote




Corporal

TÉCNICAS DE APLICACIÓN (EJEMPLOS)



Lineal retrógrado



Depósito en abanico



Técnica en malla



Microdepósitos



CONSIDERACIONES IMPORTANTES

- ✓ La selección del calibre depende de la viscosidad del producto, la longitud, la zona de tratamiento, la técnica y la indicación del fabricante.
- ✓ Las microcánulas no son equivalentes a las agujas hipodérmicas.
- ✓ Seguir las indicaciones del fabricante de cada producto (IFU).
- ✓ El calibre NO determina por sí solo la profundidad.
- ✓ Utilizar productos estériles y técnica aséptica.
- ✓ Los tratamientos y zonas de aplicación son ejemplos y pueden variar según la formulación y el criterio médico.



VENTAJAS

- ✓ Mayor seguridad
- ✓ Menor trauma
- ✓ Menos hematomas y edema
- ✓ Aplicación más cómoda
- ✓ Distribución uniforme del producto
- ✓ Resultados naturales
- ✓ Recuperación más rápida



COMPATIBLES CON

- ✓ Ácido hialurónico
- ✓ Hidroxiapatita de calcio (CaHA)
- ✓ PLLA / Bioestimuladores
- ✓ Skinboosters / polinucleótidos
- ✓ Vitaminas, aminoácidos, exosomas
- ✓ Mesoterapia facial y corporal
- ✓ Otros (según indicación del fabricante)



BIOMECH
SOLUCIONES MÉDICAS Y ESTÉTICAS



**CALIDAD
PROFESIONAL**



**PRODUCTOS
COMPATIBLES**



**RESULTADOS
NATURALES**



**MAYOR
SEGURIDAD**



**ENVÍOS A
TODO EL ECUADOR**





BIOMECH
SOLUCIONES MÉDICAS Y ESTÉTICAS

Tapón Luer Lock

— ESTERILIZABLE Y TAMAÑO ESTÁNDAR —

Ideal para **Plasma Gel**
y otros usos médicos y estéticos



ESTERILIZABLE

Reutilizable
según protocolo



TAMAÑO ESTÁNDAR

Compatible con
jeringas y equipos



USO VERSÁTIL

Ideal para
Plasma Gel
y otros tratamientos



1 UNIDAD

[Consultar](#)

4 UNIDADES

[Consultar](#)



0985 47 44 85
0960 45 73 43



@biomechecuador
@biomech.importadora



ENVÍOS A
TODO EL
ECUADOR



Fibra Óptica BareFiber

SMA905: 400, 600, 800um



ALTA
CALIDAD



PRECISIÓN
EN EL TRATAMIENTO



USO
PROFESIONAL



400um

Consultar

600um

Consultar

800um

Consultar



TRATAMIENTOS
FACIALES



TRATAMIENTOS
CORPORALES



PROCEDIMIENTOS
VASCULARES



USO EN EQUIPOS
LÁSER MÉDICOS



0985 47 44 85
0960 45 73 43

ATENCIÓN POR WHATSAPP



@biomechecuador
SÍGUENOS EN INSTAGRAM



@biomech.importadora
SÍGUENOS EN TIKTOK



ENVÍOS A
TODO ECUADOR



CARTUCHOS DERMAPEN

Dermapen / Dr.Pen

Clásicos

1. CARTUCHOS PARA MODELOS A1, A6, N2, N2W, M5, M7, E30, A6



MEDIDAS DISPONIBLES:

MICRONEEDLING:

9, 12, 24, 36, 42, Nano

MICROPIGMENTACIÓN:

1R, 3R, 5R, 7F

50 en

25 en

12 en

1 UNIDAD

2. CARTUCHOS PARA MODELOS 7 LED, X3, V5 Y M1



MEDIDAS DISPONIBLES:

MICRONEEDLING:

9, 12, 24, 36, Nano

MICROPIGMENTACIÓN:

1RL

50 en

25 en

12 en

1 UNIDAD

3. CARTUCHOS PARA MODELO M8



MEDIDAS DISPONIBLES:

MICRONEEDLING:

12, 24, 36, Nano

50 en

25 en

12 en

1 UNIDAD



ALTA CALIDAD
PROFESIONAL



MATERIALES
ESTÉRILES



COMPATIBLES
Y PRECISOS



EMPAQUE
SEGURO



USO SEGURO
Y CONFIABLE

✓ TODOS NUESTROS PRECIOS INCLUYEN IVA



0985 47 44 85
0960 45 73 43



@biomechecuador
@biomech.importadora



ENVÍOS A
TODO EL
ECUADOR





BIOMECH
SOLUCIONES MÉDICAS Y ESTÉTICAS

CARTUCHOS DERMAPEN

Dermapen / Dr. Pen

Clásicos

GUÍA PROFESIONAL DE USO CLÍNICO

Selecciona el cartucho ideal según la zona, el objetivo del tratamiento y la profundidad de aplicación.



MAYOR SEGURIDAD



RESULTADOS NATURALES



COMPATIBLES Y PRECISOS



USO PROFESIONAL

1

CARTUCHOS PARA MODELOS A1, A6, N2, N2W, M5, M7, E30, A6



2

CARTUCHOS PARA MODELOS 7 LED, X3, V5 Y M1



3

CARTUCHOS PARA MODELO M8



MICRONEEDLING:

9, 12, 24, 36, 42, Nano



MICROPIGMENTACIÓN:

1R, 3R, 5R, 7F

1

USOS PARA MICROPIGMENTACIÓN / DERMOPIGMENTACIÓN

Cartucho	Zona	Profundidad Sugerida	Velocidad del Dermapen	¿Cómo usarlo?	Resultado / Aplicaciones
1R / 3R	Cejas (pelo a pelo / shading)	0.5 - 0.75 mm	Media (Nivel 3-5)	Técnica lineal. Movimiento corto y preciso.	Efecto pelo a pelo o sombreado natural.
1R / 3R	Ojos (línea / lash liner)	0.25 - 0.5 mm	Baja-Media (Nivel 2-3)	Técnica suave y controlada. Pasadas cortas.	Delineado sutil y definido.
3R / 5R	Labios (contorno / relleno)	0.5 - 0.75 mm	Media (Nivel 3-5)	Movimiento lineal o en abanico.	Definición y color uniforme.
5F / 7F	Labios (camuflaje / cicatrices)	0.5 - 1.0 mm	Media-Alta (Nivel 3-4)	Técnica de sombreado. Pasadas cruzadas.	Relleno uniforme y natural.




Regla de Oro en PMU: Nunca pases de 1.0 mm en micropigmentación facial. Si trabajas muy profundo, el pigmento se tornará gris, azulado o morado con el tiempo.



MICRONEEDLING TERAPÉUTICO (FACIAL Y CAPILAR)

Cartucho	Zona / Problema	Profundidad Sugerida	Velocidad del Dermapen	¿Cómo usarlo?	Resultados
9 / 12	Cicatrices de acné / Arrugas profundas	1.0 - 1.5 mm	Alta (Nivel 4-5)	Movimiento en cruz (vertical, horizontal y diagonal).	Estimula colágeno, mejora textura y cicatrices.
12	Cuero cabelludo (Alopecia)	0.5 - 1.0 mm	Alta (Nivel 4-5)	Pasadas lineales y en cruz. Aplicar serum capilar.	Estimula crecimiento capilar y circulación.
24 / 36	Rostró completo (manchas / poros)	0.5 - 1.0 mm	Alta (Nivel 5)	Movimiento en abanico o en cruz.	Mejora poros, manchas, luminosidad.
42	Cuello y escote (flacidez / arrugas)	0.5 - 0.75 mm	Alta (Nivel 4-5)	Pasadas en abanico.	Reafirma, mejora textura y líneas finas.
Nano	Contorno de ojos / labios / BB Glow	0.25 mm	Baja (Nivel 1-2)	Movimiento superficial y uniforme.	Mejora hidratación, luminosidad y absorción de activos.

PLANOS DE APLICACIÓN Y PROFUNDIDAD



La longitud y el ángulo de inserción permiten alcanzar diferentes planos. El cartucho NO determina por sí solo la profundidad.

TIPS PRO PARA EL USO DEL DERMAPEN

- Efecto Alfombra:** Usa cartuchos 24, 36 y 42 a la velocidad más alta para mejor penetración sin rebotar en la piel.
- Anestesia:** Para profundidades mayores a 0.5 mm en microneedling (o en PMU), aplica anestesia tópica (crema) 20-30 minutos antes.
- Estirar la piel:** Tensa firmemente la piel con los dedos mientras pasas el Dermapen para evitar que la aguja enganche o rasgue el tejido.

CÓMO REALIZAR EL TRATAMIENTO (PASO A PASO)

- 1** Limpieza y desinfección de la piel.
- 2** Aplicación de suero o activo según objetivo.
- 3** Realizar pasadas uniformes (lineal, cruz o abanico).
- 4** Calmar la piel con suero o mascarilla.
- 5** Fotoprotección y cuidados posteriores.

RECOMENDACIONES SEGÚN OBJETIVO

- Antiedad:** 12-36 agujas, 0.5-1.5 mm + activos revitalizantes.
- Cicatrices de acné:** 36-42 agujas, 1.0-1.5 mm + factores de crecimiento.
- Manchas / poros:** 24-36 agujas, 0.5-1.0 mm + despigmentantes.
- Capilar:** 9-12 agujas, 0.5-1.0 mm + minoxidil / factores de crecimiento.
- Labios y cejas:** 1R-7F según técnica, 0.25-0.75 mm + pigmentos PMU.
- Hidratación / BB Glow:** Nano, 0.25 mm + mezcla de activos.

CUIDADOS POSTERIORES

- Evitar maquillaje 24-48 horas.
- No exponer al sol y usar FPS 50+.
- Mantener la piel hidratada.
- Evitar sauna, piscina y ejercicio intenso 3 días.
- Usar productos calmantes y regeneradores.



0985 47 44 85
0960 45 73 43



@biomechecuador



@biomech.importadora



ENVÍOS A
TODO EL
ECUADOR



TODOS NUESTROS PRECIOS INCLUYEN IVA

CARTUCHOS DERMÓGRAFO CHARMANT

CHARMANT: 2, 3, 4



MICRONEEDLING:

12, 24, 36, nano

MICROPIGMENTACIÓN:

1R 3R, 5P, 7F

50 en

25 en

12 en

1 UNIDAD

CHARMANT: Princess, Premium 1



MEDIDAS DISPONIBLES:

1R, 2RL, 3RL,

7RL, 5MG, 7MG, 5F, 7F



MICROPIGMENTACIÓN
CEJAS, OJOS, LABIOS



MICRONEEDLING
FACIAL Y CAPILAR



TRATAMIENTOS
DERMOESTÉTICOS



ESTÉRILES
Y SEGURAS



0985 47 44 85

0960 45 73 43

ATENCIÓN POR WHATSAPP



@biomechecuador

SÍGUENOS EN INSTAGRAM



@biomech.importadora

SÍGUENOS EN TIKTOK



ENVÍOS A
TODO ECUADOR



CARTUCHOS HYDRAPEN



MEDIDAS DISPONIBLES:

12 Pin 0.25
12 Pin 0.50
12 Pin 1 Pin
Nano

50 en
25 en
12 en
1 UNIDAD



12 Pines

¿PARA QUÉ SIRVE?



HIDRATACIÓN
PROFUNDA



ESTIMULA
COLÁGENO



MEJORA
TEXTURA



TRATAMIENTOS
FACIALES

*Piel más joven
y saludable*



0985 47 44 85
0960 45 73 43
ATENCIÓN POR WHATSAPP



@biomechecuador
SÍGUENOS EN INSTAGRAM



@biomech.importadora
SÍGUENOS EN TIKTOK



ENVÍOS A
TODO ECUADOR



Cartuchos HIFU 22D

HIFU: 1.5 / 4.5 / 10.0 / 18.0

Liposonix: 10.0



MAYOR
PRECISIÓN



RESULTADOS
NATURALES



COMPATIBLES
Y SEGUROS



USO
PROFESIONAL

Cartuchos Hifu 22D

A cotizar

HIFU 22D
1.5 / 4.5 / 10.0 / 18.0



Cartucho Liposonix 22D

A cotizar

LIPOSONIX 22D
10.0



- ✓ Cartuchos originales de alta precisión
- ✓ Resultados más eficientes y seguros
- ✓ Fácil instalación
- ✓ Compatibles con equipos HIFU 22D



0985 47 44 85
0960 45 73 43



@biomechecuador
@biomech.importadora



ENVÍOS A
TODO EL
ECUADOR



CARTUCHOS HIFU 4D

1.5 / 3.0 / 4.5 / 13 / 16 mm

A cotizar

Consultar

¿PARA QUÉ SIRVE?



REA FIRMA
Y LIFTING FACIAL



REDUCE GRASA
LOCALIZADA



ESTIMULA
COLÁGENO



TRATAMIENTOS
CORPORALES

- ✓ Resultados visibles
- ✓ No invasivo
- ✓ Uso profesional
- ✓ Alta durabilidad

CARTUCHOS LIPOSONIX 4D

0.8 / 1.0 / 1.3 mm

A cotizar

Consultar

MEDIDAS DISPONIBLES

HIFU 4D (FACIAL Y CORPORAL)

1.5 mm | 3.0 mm | 4.5 mm | 13 mm | 16 mm

LIPOSONIX 4D

0.8 cm | 1.0 cm | 1.3 cm



0985 47 44 85

0960 45 73 43

ATENCIÓN POR WHATSAPP



@biomechecuador
SÍGUENOS EN INSTAGRAM



@biomech.importadora
SÍGUENOS EN TIKTOK



ENVÍOS A
TODO ECUADOR



NANOSOFT MESO NEEDLE

TECNOLOGÍA PREMIUM



¿QUÉ HACE?

- Ayuda a mejorar la apariencia de poros
- Favorece una piel más suave
- Apoya la apariencia de cicatrices y líneas profundas
- Favorece la elasticidad de la piel
- Diseñada para una aplicación precisa



ESPECIFICACIONES

- Cartucho de 3 microagujas
- Medidas: 0,6 / 0,8 / 1,0 / 1,2 / 1,5 mm
- Agujas de acero inoxidable
- Uso único
- Empaque individual
- Conservar en lugar fresco y seco
- Evitar la luz solar directa



¿POR QUÉ ELEGIRLA?

- Diseño compacto y transparente
- Múltiples medidas disponibles
- Presentación individual
- Aplicación profesional
- Producto certificado
- Fácil visualización del cartucho



IDEAL PARA

Profesionales de medicina estética
Protocolos faciales profesionales
Uso en piel, según valoración profesional

PRECIO

1 UNIDAD

10 UNIDADES



CERTIFICADAS



CAPACITACIÓN
INCLUIDA



SOPORTE TÉCNICO
ESPECIALIZADO



REPUESTOS
DISPONIBLES



COBERTURA
NACIONAL



www.biomechecuador.com



Instagram @biomechecuador



TikTok @biomech.importadora



ASESORÍA
COMERCIAL

0979 06 48 25



SAC

0985 47 44 85



SERVICIO
TÉCNICO

0960 45 73 43

DIAMOND NEEDLE 5 PIN

AGUJAS DIAMOND DE 5 PINES



CONFIGURACIÓN DE 5 PINES

5
PINES
MULTIPUNTO

CERTIFICADAS
BIOMECH

PRO
USO
PROFESIONAL

¿QUÉ HACE?

- Aplicación multipunto
- Cinco pines en un solo cabezal
- Diseñada para protocolos de mesoterapia
- Uso profesional

ESPECIFICACIONES

- Modelo: Diamond Needle 5 Pin
- Configuración: 5 pines
- Tipo: aguja Diamond
- Presentaciones: 1, 10 y 20 unidades
- Producto certificado

¿POR QUÉ ELEGIRLA?

- Diseño compacto
- Configuración de cinco puntos
- Compra individual o por volumen
- Respaldo BIOMECH

IDEAL PARA

- Profesionales de medicina estética
- Clinicas y centros estéticos
- Protocolos de mesoterapia
- Uso según valoración profesional

PRECIOS

1 UNIDAD

\$

10 UNIDADES

20 UNIDADES



CAPACITACIÓN
INCLUIDA



SOPORTE TÉCNICO
ESPECIALIZADO



REPUESTOS
DISPONIBLES



COBERTURA
NACIONAL



www.biomechecuador.com



Instagram @biomechecuador



TikTok @biomech.importadora



ASESORÍA
COMERCIAL

0979 06 48 25



SAC

0985 47 44 85



SERVICIO
TÉCNICO

0960 45 73 43



SOLUCIONES MÉDICAS Y ESTÉTICAS

CONSUMIBLES PROFESIONALES

CARTUCHOS PARA RADIOFRECUENCIA

MORPHEU V8 · RF FRACCIONADA CLÁSICA

RF

CARTUCHOS PARA RF RF FRACCIONADA



MODELOS DISPONIBLES

Número 10 · Número 25 · Número 64 · MODELO NANO

MODELOS



MODELOS



RF FRACCIONADA

Modelos Nano:
10 · 25 · 64 PIN

1 UNIDAD

PACK DE 5

1 por

5 por

DESCARTABLES · ESTÉRILES

V8

CARTUCHOS PARA MORPHEU V8



PIN (CON AGUJAS)



EMRF MOD0



MODELOS

DISPONIBILIDAD

- Disponible: 12, 24, 40 Pin
- Disponible: 12, 24, 40 Pin
- Disponible: RMEF 5 y 6

1 UNIDAD

PACK DE 5

1 por

5 por

DESCARTABLES · ESTÉRILES

BIOMECH ECUADOR
www.biomechecuador.com
@biomechecuador
@biomech_importadora

ASESORÍA COMERCIAL
0979 06 48 25

SAC
0985 47 44 85

SERVICIO TÉCNICO
0960 45 73 43
COBERTURA NACIONAL

MICROCAUTERIO O FIBROPLAST CLÁSICOS



1 Blister (10)
Desechables

1 Repuestos
esterilizable

PLASMA OZONO LÁSER



Set x 30

Set x 12

1 Unidad

S. M. L

cualquier
medida



**PREGUNTA POR
OTROS PRODUCTOS**



CALIDAD
PREMIUM



MÁXIMA
PRECISIÓN



MÍNIMO
TRAUMA

MESO PLURVEL

PROFESIONAL

ELIJA EL TRATAMIENTO ESPECIALIZADO
QUE SU PACIENTE NECESITA



FÓRMULAS
PREMIUM



TECNOLOGÍA
SUIZA



CALIDAD
FARMACÉUTICA



RESULTADOS
VISIBLES

TÉCNICAS DISPONIBLES

- INYECTABLE
- DERMAPEN
- HYDRAPEN
- NAPPAGE
- ELECTROPORACIÓN

1 PDNR (C-PDRN PREMIUM)



- Regeneración celular profunda
- Cicatrices y estrías
- Post láser / post acné
- Reparación dérmica

2 SKIN BOOSTER (PREMIUM MESO)



- Vitaminas y aminoácidos
- Hidratación intensa
- Revitaliza y nutre la piel
- Glow inmediato

3 COLÁGENO TIPO III (PREMIUM MESO)



- Neocolagénesis
- Elasticidad
- Firmeza
- Rejuvenecimiento cutáneo

4 ÁCIDO HIALURÓNICO 18 (PREMIUM MESO)



- Hidratación profunda
- Efecto relleno y plumping
- Luminosidad y suavidad
- Refuerza la barrera cutánea

5 VITAMINA C + GLUTATIÓN (PREMIUM MESO)



- Despigmentante
- Antioxidante potente
- Unifica el tono
- Illumina la piel

¿DÓNDE ACTÚAN?

PENETRACIÓN SEGÚN LA TÉCNICA Y EL PRODUCTO

EPIDERMIS
(0.05 - 0.1 mm)

DERMIS PAPILAR
(0.1 - 0.6 mm)

DERMIS RETICULAR
SUPERFICIAL
(0.6 - 1.2 mm)

DERMIS RETICULAR
MEDIA
(1.2 - 2.0 mm)

DERMIS RETICULAR
PROFUNDA
(2.0 - 3.0 mm)

HIPODERMIS
(> 3.0 mm)



- VITAMINA C + GLUTATIÓN**
Intradérmico superficial
Alcanza epidermis y dermis papilar
(0.1 - 0.3 mm)
- ÁCIDO HIALURÓNICO 18**
Intradérmico superficial
Acción en dermis papilar
(0.2 - 0.6 mm)
- SKIN BOOSTER**
Intradérmico medio
Mejora hidratación y
calidad dérmica (0.6 - 1.2 mm)
- COLÁGENO TIPO III**
Intradérmico profundo
Estimula fibroblastos y
reestructura (1.2 - 2.0 mm)
- PDNR (C-PDRN PREMIUM)**
Intradérmico profundo
Regeneración celular y
reparación tisular (2.0 - 3.0 mm)
- No indicado para estos productos
(Riesgo de nódulos o absorción irregular)

* La profundidad puede variar según la técnica utilizada, la condición de la piel y el objetivo del tratamiento.

FORMAS DE APLICACIÓN

SEGÚN EL PROTOCOLO Y LA NECESIDAD DE CADA PACIENTE



MESOTERAPIA INYECTABLE
Microinyecciones intradérmicas precisas



DERMAPEN / MICRONEEDLING
Estimula colágeno y absorción profunda



HYDRAPEN
Hidratación y renovación profunda



NAPPAGE
Aplicación superficial con masaje terapéutico



ELECTROPORACIÓN
Máxima penetración sin agujas



DERMAROLLER
Mejora absorción de activos

PRECIOS REGulares

VIAL CAJA (5 VIALES)

- 1 PDNR (C-PDRN PREMIUM)
- 2 SKIN BOOSTER
- 3 COLÁGENO TIPO III
- 4 ÁCIDO HIALURÓNICO 18
- 5 VITAMINA C + GLUTATIÓN

PROMOCIONES

PROMOCIÓN

PDNR (C-PDRN PREMIUM)
O COLÁGENO TIPO III

2 x

(CUALQUIERA DE LOS 2)



PROMOCIÓN

SKIN BOOSTER,
ÁCIDO HIALURÓNICO 18
O VITAMINA C + GLUTATIÓN

2 x

(ELIJA CUALQUIERA DE LOS 3)



PROMOCIONES VÁLIDAS HASTA AGOTAR STOCK - CONSULTA DISPONIBILIDAD



0985 47 44 85
0960 45 73 43
ATENCIÓN POR WHATSAPP



@biomechecuador
SIGUENOS EN INSTAGRAM



@biomech.importadora
SIGUENOS EN TIKTOK



ENVÍOS A
TODO ECUADOR



BIOMECH
SOLUCIONES MÉDICAS Y ESTÉTICAS

ANTETRA

Anestésico tópico

Lidocaína 25% + Tetracaína 7%

25gr.



Aplicación
de Botox



Inyecciones
de relleno
dérmico



Tratamiento
de láser
vascular



Microblading



Eliminación
de tatuajes
con láser



Procedimientos
dérmicos
menores



Uso Profesional



0985 47 44 85

0960 45 73 43

ATENCIÓN POR WHATSAPP




@biomechecuador

SÍGUENOS EN INSTAGRAM



@biomech.importadora

SÍGUENOS EN TIKTOK



ENVÍOS A
TODO ECUADOR



Contenido generado por IA



EUDERMIKA
TU BELLEZA, NUESTRA ESENCIA

Gel HOLLYWOOD PEEL

EXCLUSIVO PARA LÁSER
CARBON PEEL



**EXFOLIA
SUAVEMENTE**



**LIMPIA
EN PROFUNDIDAD**




**PURIFICA
LA PIEL**




**DEJA LA PIEL
MÁS LUMINOSA**

ANTES Y DESPUÉS



ANTES



DESPUÉS

IDEAL PARA:

- ✓ Hollywood Peel (Carbon Peel)
- ✓ Piel grasa y poros dilatados
- ✓ Control de brillo
- ✓ Mejora la textura de la piel
- ✓ Apariencia más limpia y luminosa

**USO
PROFESIONAL**



**EXCLUSIVO
PARA LÁSER**



CARBÓN ACTIVADO
Absorbe impurezas
y exceso de grasa



ARCILLA VERDE BENTONITA
Purifica y ayuda a desintoxicar
la piel



**HUMECTANTES
E HIDRATANTES**
Mantiene la piel suave
y equilibrada

A cotizar



BIOMECH
SOLUCIONES MÉDICAS Y ESTÉTICAS

*Todo para tu
Centro Estético*

Pregunta por nuestras otras líneas

CONTAMOS CON UNA AMPLIA VARIEDAD
DE PRODUCTOS Y EQUIPOS PROFESIONALES



EQUIPOS ESTÉTICA AVANZADA
CO2, ENDOLÁSER, DEPILACIÓN,
HIFU, RF y más.



EQUIPOS PORTÁTILES BÁSICOS
Alta frecuencia, RF, ultrasonido
y otros.



CONSUMIBLES Y REPUESTOS
Cartuchos, agujas, cánulas
y más.



EQUIPOS DE SEGURIDAD
Esterilizadores, insumos
de bioseguridad.



MOBILIARIO
Camillas, mesas, taburetes
y más.



PESTAÑAS Y CEJAS
Productos profesionales
para realzar tu mirada.



**CALIDAD
PROFESIONAL**



**AMPLIO
STOCK**



**ENVÍOS A
TODO EL ECUADOR**



**ASESORÍA
PERSONALIZADA**



**0985 47 44 85
0960 45 73 43**



**@biomechecuador
@biomech.importadora**



**ENVÍOS A
TODO EL ECUADOR**

